

13C- Ureum ademtest



INFORMATIE BROCHURE VOOR PATIËNTEN

INLEIDING

Binnenkort ondergaat u een gastro-enterologische (maag-darmziekte) functietest, met name een ureum-ademtest. Graag informeren wij u over het doel, de voorbereiding, het verloop en de nazorg van deze test.

DOEL VAN DE TEST

De ureum-ademtest dient om een infectie met de *Helicobacter pylori* (een Gram-negatieve, spiraalvormige bacterie) in de maag op te sporen. Deze bacterie is een maagzuurresistente (niet gevoelig voor maagzuur) op te sporen. Het testen op deze bacterie kan o.a. zinvol zijn bij patiënten met:

- peptisch ulcus-lijden (zweer ten gevolge van maagzuur of dunne darmzuur)
- functionele dyspepsie (opgeblazen gevoel van de maag)
- langdurig gebruik van NSAID's (niet steroïde anti-inflammatoire (ontstekingsremmende) geneesmiddelen zoals Ibuprofen Brufen), Diclofenac (Voltaren), Naproxen, ...
- langdurig gebruik van PPI's (protonpomp-remmers) zoals Pantomed, Omeprazole, ...
- het familiair voorkomen van maagzweren en maagtumoren
- controle op de effectiviteit van eerdere eradication-therapie (therapie met PPI in combinatie met antibiotica).

VOORBEREIDING VAN DE TEST

Opdat de test zo effectief mogelijk zou zijn, worden maagzuurremmers bij voorkeur 2 weken vooraf gestopt.

De test bevindt zich in een doosje met daarin:

- 1 flesje Nutridrink (200 ml)
- 1 plastic flesje met daarin 13C-ureum
- 1 plastic rietje om te blazen
- 6 glazen buisjes met schroefdop, genummerd met 0, 00 en van 1 tot 4
- Een zelfklevend adres om de test eventueel via de post terug te sturen.

UITVOERING VAN DE TEST

- Gedurende de test moet u in RUST blijven
 - Hoe blazen?
- Houd het uiteinde van het rietje op de bodem van het buisje
- Haal diep adem en blaas dan gedurende 5 à 6 seconden door het rietje tot het buisje duidelijk aangedampt is; sluit het buisje onmiddellijk
- Tijdens de test mag u niets anders eten of drinken en mag u ook niet roken.

Vorbereiding van de test

- Vul naam en adres van de patiënt, lengte en gewicht, naam van de aanvragende arts en de datum waarop de test wordt uitgevoerd.
- Vul het plastic flesje voor de helft met water en schud zachtjes tot het 13C-ureum opgelost is.
- Giet het flesje Nutridrink in een glas.
- Start de test 's morgens als u nuchter bent.

Test

- Blaas in buisje 0 en onmiddellijk daarna in buisje 00
- Drink het glas met Nutridrink half leeg
- Drink het opgeloste 13C-ureum in het plastic flesje volledig leeg
- Drink de rest van de Nutridrink; naspoelen met wat water is toegelaten.

NOTEER VANAF DIT OGENBLIK DE TIJD:

15 minuten na het drinken blaast u in buisje 1
30 minuten buisje 2
45 minuten buisje 3
60 minuten buisje 4

EINDE VAN DE TEST

Deze test wordt ontleed in het UZ Leuven.

Het resultaat van de test laat enige tijd op zich wachten, en kan eventueel via uw huisarts u bekend worden gemaakt. Een andere mogelijkheid is dat u over een drietal weken na de test terug op de raadpleging maag-darmziekte komt, waar u het resultaat wordt meegedeeld en verdere afspraken worden gemaakt.

CONTACT

Dienst maag- darmziekten (secretariaat)	T. 012 39 70 05 (tussen 8.30u en 17.00 uur op werkdagen) gastro-entero@azvesalius.be
Verpleegafdeling DE2	T. 012 39 72 84
Hoofdverpleegkundige DE2	T. 012 39 72 71 (tussen 8.30 en 16.00 uur op werkdagen)
Dienst spoedgevallen	T. 012 39 68 21

Algemeen inwendige ziekten / gastro-enterologie en endoscopie / Digestieve oncologie

Dr. Klaartje Lowette - Dr. Marc Muls - Dr. Annelies Posen - Dr. Peter Van Lint -
Dr. Rob Bielen

'INFORMED CONSENT' VOOR EEN 13C-UREUM ADEMTEST

Met het ondertekenen van dit formulier verklaart u dat u door middel van schriftelijke en mondelinge informatie werd ingelicht over de verschillende aspecten van een 13C-ureum ademtest en de mogelijke verwickelingen ervan.

U geeft uw toestemming dat, na het verkrijgen van deze informatie, het onderzoek mag worden uitgevoerd. U ondertekent dit document met de vermelding "gelezen en goedgekeurd" alsook de datum en u geeft dit af aan de verpleegkundige van de afdeling.

Ik,....., heb de informatiebrochure over een 13C-ureum ademtest gelezen en ben op de hoogte van het onderzoek en de mogelijke risico's en complicaties.

Vermelding:.....


Naam patiënt:.....

Datum:


Handtekening:

NOTITIES

A series of 25 horizontal dotted lines for writing notes.



A series of 20 horizontal dotted lines for writing, spanning most of the page width.



A series of 20 horizontal dotted lines for writing, arranged in 10 pairs. The lines are evenly spaced and extend across most of the page width.



Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11
Hospitaalstraat 15 • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be